

RO
Introducere
Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web al producătorului.
PERICOL
 *Pericole multiple. Pentru informații complete referitoare la siguranță, consultați manualul de utilizare al instrumentului principal.*
AVERTISMENT
 *Risc de ciupituri. Piesele în mișcare pot ciupi și cauza vătămări. Nu atingeți piesele aflate în mișcare.*
Înlocuirea seringii
1 Deschideți ușa instrumentului. Utilizați butoanele de pe ecran pentru a accesa ecranul de înlocuire a seringii. Apăsați pe START.
2 Slăbiți șuruburile capacului seringii (2x) și scoateți capacul seringii. Apăsați ➡.
3 Slăbiți șurubul plonjorului, apoi apăsați ➡ pentru a deplasa brațul pompei mecanice în sus.
4 Îndepărtați seringă uzată. Apăsați ➡.
5 Despachetați noua seringă. Trageți plonjorul în sus și instalați seringă. Aliniați capul plonjorului cu brațul pompei mecanice.
6 Apăsați ➡ pentru a coborî brațul pompei mecanice pe capul plonjorului. Strângeți șurubul plonjorului. Apăsați ➡ pentru a vă asigura că seringă funcționează corect.
7 Instalați capacul seringii, apoi apăsați CLOSE (Închidere) pentru a finaliza procedura.
8 Închideți ușa instrumentului.
Garanție
1 an garanție pentru defectele de fabricație. Această garanție nu acoperă utilizarea incorectă sau uzura.

SK
Úvod
Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke výrobcu.
NEBEZPEČIE
 *Viacnásobné nebezpečenstvo. Kompletne bezpečnostné informácie nájdete v používateľskej príručke k primárnemu prístroju.*
VAROVANIE
 *Nebezpečenstvo pricviknutia. Pohyblivé časti môžu spôsobiť pricviknutie a úraz. Nedotýkajte sa pohyblivých častí.*
Výmena striekačky
1 Otvorte dvierka prístroja. Použite tlačidlá na obrazovke a prejdite na obrazovku výmeny striekačky. Stlačte START (Spustiť).
2 Uvoľnite skrutky na kryte striekačky (2x) a vyberte kryt striekačky. Stlačte tlačidlo ➡.
3 Uvoľnite skrutku piesta, potom stlačte tlačidlo ➡ a presuňte mechanické rameno pumpy nahor.
4 Vyberte použitú striekačku. Stlačte tlačidlo ➡.
5 Vybaľte novú striekačku. Vytiahnite piest nahor a striekačku nainštalujte. Zarovnajte hlavu piesta s mechanickým ramenom pumpy.
6 Stlačte tlačidlo ➡, čím sa spustí mechanické rameno pumpy na hlavu piesta. Ťiahnite skrutku piesta. Stlačte tlačidlo ➡ a skontrolujte, či striekačka pracuje správne.
7 Nainštalujte kryt striekačky, potom stlačte CLOSE (Zatvoriť), čím dokončíte postup.
8 Zatvorte dvierka prístroja.
Záruka
1 rok na výrobné závady. Táto záruka sa nevzťahuje na nesprávne používanie a opotrebovanie.